



Rapporto Controlli Circolari MQ 2016-2 U3 Screening delle droghe su urina

Anfetamina

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Roche Cobas	Negativo	4	4	100
Triage 8	Negativo	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativo	2	2	100
Intex	Negativo	6	6	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test quantitativi	Negativo	13	13	100
Altri test rapidi	Negativo	50	50	100
TOTALE		96	96	100

Metanfetamina

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Intex	Negativo	2	2	100
Syva Rapid Test	Negativo	3	3	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test rapidi	Negativo	23	23	100
TOTALE		40	40	100

Ecstasy pos/neg

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Altri test rapidi	Negativo	12	12	100

Barbiturici

1500 µg/l Secobarbitale

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Positivo	4	4	100
Triage 8	Positivo	8	8	100
Intex	Positivo	1	1	100
Triage TOX	Positivo	12	12	100
Andere quantitativi	Positivo	9	9	100
Altri test rapidi	Positivo	24	23	96
TOTALE		58	57	98

Benzodiazepine*1500 µg/l Nordazepam*

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Positivo	5	5	100
Triage 8	Positivo	8	8	100
Intex	Positivo	11	10	91
Syntron Quik	Positivo	1	0	0
Triage TOX	Positivo	12	12	100
Altri test quantitativi	Positivo	14	14	100
Altri test rapidi	Positivo	56	54	96
TOTALE		107	103	96

Cannabinoidi

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	7	7	100
Triage 8	Negativo	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativo	6	6	100
Intex	Negativo	12	11	92
Syntron Quik	Negativo	1	0	0
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test quantitativi	Negativo	15	14	93
Altri test rapidi	Negativo	61	61	100
TOTALE		122	119	98

Cocaina

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	5	5	100
Triage 8	Negativo	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativo	6	6	100
Intex	Negativo	9	8	89
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test quantitativi	Negativo	15	15	100
Altri test rapidi	Negativo	61	61	100
TOTALE		117	116	99

Metadone

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	5	5	100
Triage 8	Negativo	8	8	100
Intex	Negativo	11	10	91
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test quantitativi	Negativo	15	15	100
Altri test rapidi	Negativo	49	49	100
TOTALE		101	100	99

Methaqualon

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Altri test	Negativo	1	1	100

Oppiacei

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	5	5	100
Triage 8	Negativo	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativo	6	6	100
Intex	Negativo	12	11	92
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test quantitativi	Negativo	16	16	100
Altri test rapidi	Negativo	58	58	100
TOTALE		118	117	99

Paracetamolo*3000 µg/l paracetamolo*

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage TOX*	Positivo	11	10	91

*cutoff di triage: 5mg/l

Phencyclidin

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test rapidi	Negativo	8	8	100
TOTALE		20	20	100

Antidepressivi triciclici*1500 µg/l desipramina*

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage 8	Positivo	7	7	100
Triage TOX	Positivo	12	12	100
Tutti i metodi	Positivo	15	15	100
TOTALE		33	34	97

Zürich, 4.7.2016
Dr. R. Fried