



Verein für medizinische Qualitätskontrolle  
Association pour le contrôle de Qualité médical  
Associazione per il controllo di qualità medico

# Spotchem D-Concept



Analisi	Campione	Modalità
Albumina	K01	Siero/plasma
Acido urico (UA)	K01	Siero/plasma
Amilasi	K01	Siero/plasma
Bilirubina totale	K01	Siero/plasma
Calcio	K01	Siero/plasma
CK	K01	Siero/plasma
Cloruro	K01	Siero/plasma
Colesterolo totale	K01	Siero/plasma
Creatinina	K01	Siero/plasma
CRP	I01	Siero/plasma
Fosfatasi alcalina	K01	Siero/plasma
Fosfato	K01	Siero/plasma
Fruttosamina	K34	Siero/plasma
GGT	K01	Siero/plasma
Glucosio	K01	Siero/plasma
GOT/AST	K01	Siero/plasma
GPT/ALT	K01	Siero/plasma
HDL-Colesterolo	K01	Siero/plasma
LDH	K01	Siero/plasma
Magnesio	K01	Siero/plasma
Potassio	K01	Siero/plasma
Proteina totale	K01	Siero/plasma
Sodio	K01	Siero/plasma
Trigliceridi	K01	Siero/plasma
Urea (BUN)	K01	Siero/plasma

 Invertire i campioni di siero/plasma 5 volte (non agitare).