



Verein für medizinische Qualitätskontrolle  
Association pour le contrôle de Qualité médical  
Associazione per il controllo di qualità medico

# Celltac α + MEK – 1303/1305



Analyse	Probe	Modus
WBC, RBC, PLT, HGB, HCT + CRP	H02	Patiententest
HbA1c	K03 A/B	Patiententest



Probe muss sehr gut gemischt werden (20-30 x drehen und über Kopf kippen, bis keine Zellen mehr am Boden oder im Deckel haften).



Nach dem Mischen der Probe sollte kein Blut mehr am Boden Haften.