



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

DCA 2000 Vantage Analyzer



Analyse	Probe	Modus
Albumin, Kreatinin	U05	Patiententest
HbA1c	K03 A/B	Patiententest



Vollblutproben müssen sehr gut gemischt werden (20-30x über Kopf kippen)



Lesen Sie bei der Probe U05 Albumin und Kreatinin ab, **nicht den Quotienten (ACR)**.