



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

EUROLyser CUBE-S



Analyse	Probe	Probentyp
CRP	I01	Serum
HbA1c	K03 A/B	Vollblut
hsCRP	I05	Serum



Vollblutproben 20-30-mal über Kopf kippen. Serum-/Plasmaproben 5-mal über Kopf kippen (nicht schütteln).

Ringversuchsproben gleich wie Patientenproben handhaben, mit dem entsprechenden Probentyp.