



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

Fuji Dri-Chem NX 500/600i/NX 700i/7000i



Analyse	Probe	Modus
Albumin	K01	Serum/Plasma
Alk. Phosphatase	K01	Serum/Plasma
Ammoniak	K01	Serum/Plasma
Amylase	K01	Serum/Plasma
Calcium	K01	Serum/Plasma
CK	K01	Serum/Plasma
CK-MB	K15	Serum/Plasma
CRP	I01	Serum/Plasma
Direktes Bilirubin	K01	Serum/Plasma
GGT	K01	Serum/Plasma
Glucose	K01	Serum/Plasma
GOT/AST	K01	Serum/Plasma
GPT/ALT	K01	Serum/Plasma
Harnstoff (BUN)	K01	Serum/Plasma
Harnsäure (UA)	K01	Serum/Plasma
HDL-Cholesterin	K01	Serum/Plasma
Kreatinin	K01	Serum/Plasma
LDH	K01	Serum/Plasma
Lipase	K34	Serum/Plasma
Magnesium	K01	Serum/Plasma
Natrium, Kalium, Chlorid	K01	Serum/Plasma
Phosphat anorganisch	K01	Serum/Plasma
Total Bilirubin	K01	Serum/Plasma
Total Cholesterin	K01	Serum/Plasma
Total Protein	K01	Serum/Plasma
Triglyceride	K01	Serum/Plasma



Serum-/Plasmaproben 5-mal über Kopf kippen (nicht schütteln).



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

Probenhalter für Ringversuch:

Fuji Dri-Chem NX 500



1.5ml Halter
verwenden
für
Ringversuch

Original-
röhrchen
direkt in
Halter
stellen



0.5ml Halter
verwenden
für
Ringversuch

Original
muss
umgefüllt
werden, z.
Bsp. bei
wenig
Proben-
material

Fuji Dri-Chem NX 700i/ NX 7000i



1.5ml Halter
verwenden
für
Ringversuch

Original-
röhrchen
direkt in
Halter
stellen



0.5ml Halter
verwenden
für
Ringversuch

Original
muss
umgefüllt
werden, z.
Bsp. bei
wenig
Proben-
material

Fuji Dri-Chem NX 600i



1.5ml Halter
verwenden
für
Ringversuch

Original-
röhrchen
direkt in
Halter
stellen



0.5ml Halter
verwenden
für
Ringversuch

Original
muss
umgefüllt
werden, z.
Bsp. bei
wenig
Proben-
material