



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

LumiraDX



| Analyse | Probe | Modus |
|----------|---------|-------------------------------|
| CRP | I11 | Patiententest -> Plasma |
| D-Dimer | K08 | Patiententest -> Plasma |
| HbA1c | K03 A/B | Patiententest -> venöses Blut |
| INR | G17 | Qualitätskontrolle |
| NTproBNP | K08 | Patiententest -> Plasma |



Vollblutproben 20-30-mal über Kopf kippen. Serum-/Plasmaproben 5-mal über Kopf kippen (nicht schütteln).



Folgen Sie den Anweisungen auf dem Gerät sorgfältig.