



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

QuikRead go



Analyse	Probe	Modus
CRP	I01	Patiententest
Okkultes Blut	S01	Patiententest
HbA1c	K03A/B	Patiententest



Vollblutproben 20-30-mal über Kopf kippen. Serum-/Plasmaproben 5-mal über Kopf kippen (nicht schütteln).



Ringversuchsproben gleich wie Patientenproben handhaben